

Allgemeine Gewichtsangaben / weight specification

-Chargenbeizer / batch treater ca. 600kg

Druckluftanschluss / air pressure connection

-Schlauchtülle / hose nozzle $\varnothing 9$, 6bar
 -Luftverbrauch / air consumption: 100L/h

Saatgutausslassöffnung / seed outlet opening

-Wahlweise per Hand oder Pneumatisch
 -per order manually or pneumatic

Beizmittelzuführung / Liquid dosing

-Eine Schlauchpumpe kann auf die Freifläche des Beizers gestellt werden um eine Automatische Dosierung zu ermöglichen, oder man schüttet es wie das Saatgut oder das Pulver per Hand durch den Deckel hinein.
 -a dosing pump can be placed on top of the treater to realize the liquid dosing, or you fill in the liquid manually through the cover plate openings.

Elektro- Hauptanschluss / main connection



- 3ph. / N / PE - 230V / 400V - 50Hz - ca. 5kW

Bedienung / operation point

-Knöpfe am Schaltschrank / buttons at the switch cabinet

Farbgebung / main colour

-Rotbraun (RAL 8012)

Maßblatt/dimension sheet	 E-mail: info@wn-niklas.de		
Mobiler Laborchargenbeizer mobile laboratory batch treater	Konstrukteur: Daniel Drews	Projektnummer:	
	Datum: 09.11.2021	Maßstab: 1 : 8	
	Typen Bezeichnung: WN5-15		1 / 1